

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE



## AVANTGARDE 3

Nova generacija kolica  
za aktivne korisnike

# AVANTGARDE CLT



Aluminijski okvir, dvostruke škarje i težina od min. 9.2 kg čine Avantgarde CLT najlakšim kolicima ove skupine. Prilagodnik pogonskog kotača podržava fino podešavanje težišta, razmaka između osovina kolica, kuta sjedišta i nagiba kotača. Za iskusne korisnike dostupna je verzija s kotačima direktno vezanim na okvir, čime se dodatno smanjuje težina kolica.



Kut prednje vilice kotača omogućava amortizaciju i povećava udobnost.



Novi oblik rukohvata za guranje.



Kod svih modela: ručica kočnice sklopiva je prema dolje radi lakšeg transfera.

# AVANTGARDE CS



Mogućnost dvobojnog okvira.



Doznaka HZZO-a od 10.436,00 kn u cijelosti pokriva troškove nabave osnovnog modela ovog pomagala. Prikazana slika sadrži dodatnu opremu koja nije uključena u cijenu osnovnog modela.

Idealna kolica za svakoga tko želi živjeti punim plućima. Iznimna pokretljivost i upravljivost omogućavaju korištenje čak i u najužim prostorima. Kolica su kompaktnih vanjskih dimenzija, vrlo stabilne konstrukcije, zatvorenog prednjeg okvira s ugrađenim osloncem za stopala. Kut prednjeg dijela okvira izrađuje se u izvedbi 70° ili 80°, te 90° za osobe s dvostrukom amputacijom donjih ekstremiteta. Sklopiva ručica kočnice uključena je u cijenu osnovnog modela.



Novi zaobljeni dizajn stražnjeg okvira, cijev Ø30 mm.

## AVANTGARDE CV



Stanice s naslonima za ruke s mogućnošću skidanja.



Oslonac za stopala s mogućnošću skidanja.

Ergonomično upravljanje i prvorazredna funkcionalnost - ovo su značajke novih kolica Avantgarde CV. Njihova iznimna prilagodljivost čine ih dobrim izborom u bilo kojoj situaciji. Specijalni dodaci: prednji vertikalni okvir, pomični oslonac za stopala koji omogućava laganiji pristup namještaju, krevetu ili kadi, dok u isto vrijeme olakšava transfer. Nosači oslonca za stopala mogu se lako skinuti čak i ako korisnik ima smanjenu funkciju ruku.

Prilagodba kolica individualnim potrebama korisnika zahtjevan je proces. Nova serija Avantgarda pruža mogućnost odabira boja i dodatne opreme, te omogućava mnoštvo prilagodbe prema potrebama i osobnosti korisnika.

Kolica su dostupna u devetnaest atraktivnih boja i tri različite verzije:

- Avantgarde CV aktivna i iznimno prilagodljiva kolica
- Avantgarde CLT aktivna i ultra laka
- Avantgarde CS aktivna



# Nikada lakši izbor kolica.



AVANTGARDE **CLT**

AVANTGARDE **CS**

AVANTGARDE **CV**

Prikazane slike mogu sadržavati dodatnu opremu koja nije uključena u cijenu osnovnog modela.

Optimalna funkcionalnost, preciznost i ergonomija u kombinaciji s modernim dizajnom i mogućnostima individualnog podešavanja značajke su koje ova kolica čine savršenim izborom za aktivnog korisnika.

**Otto Bock Adria d.o.o.**

Dr. Franje Tuđmana 14 • 10 431 Sveta Nedelja • T 01 3361 544 • F 01 33 65 986  
e-mail [ottobockadria@ottobock.hr](mailto:ottobockadria@ottobock.hr) • [www.ottobock.hr](http://www.ottobock.hr)