

B400

Kompaktna i jednostavna za upravljanje.
Korištenje u unutarnjima i vanjskim prostorima.

Quality for life



B400 ima novi izgled!

Redizajnirana elektromotorna kolica B400 kompaktnog su dizajna i prikladna za prolaz i kroz uža vrata. Visina sjedišta od 40 cm omogućuje korisnicima da bez problema sjednu za obiteljski stol ili radno mjesto. Prilikom korištenja vani kolica uspješno savladavaju krivine i nagibe. Idealna su za svakodnevno korištenje kod kuće, u dućanu ili u slobodno vrijeme.



Standardna oprema

- 7.2 km/h
- Kontrolna jedinica VR2
- Standardni nosač kontrolne jedinice
- Gel baterije
- Punjač baterija
- 9" prednji kotači
- Crni naplatci
- Standardne gume, sive ili crne
- Standardno sjedište
- Jastuk
- Oslonac za ruke sa zaštitom za odjeću
- Dvostruki plastični oslonac za stopala
- Mogućnost odabira AGM baterije u kombinaciji s amortizerima pogonskih kotača

Dodatna oprema

- Mehaničko podešavanje nagiba oslonaca za stopala
- Električno podešavanje oslonaca za stopala
- Pomoć pri savladavanju prepreka
- Zdjelični pojas
- Električna svjetla
- Električno podešavanje naslona za leđa
- Nosač za prtljagu
- Retrovizor
- Gume otporne na bušenje
- Amortizeri prednjih kotača
- Nosač za štake
- Naslon za glavu
- Blatorbani

Otto Bock Adria

Dr. Franje Tuđmana 14
10 431 Sveta Nedelja
T 01 3361 544
F 01 3365 986
ottobockadria@ottobock.hr
www.ottobock.hr