

Quality for life



Baxx Line

Udobnost i stabilnost uz jednostavno rukovanje

Ergonomski oblikovan naslon za leđa u aluminijskoj ljusci za visoku stabilnost i udobnost sjedenja u svakodnevnom životu

Osnovne značajke

- Aluminijski naslon za leđa podesiv u pet visina i tri dubine konture
- Aluminijska ljuska dostupna u različitim bojama
- 4D prozračna tkanina naslona za leđa omogućuje dobra mikroklimatska svojstva
- Brzootpuštajući sustav pričvršćivanja testiran je na sudar ISO 16840-4 i ANSI/RESNA WC-4, dio 20

Mala težina i pojednostavljeno rukovanje postavljaju nove standarde

Prednosti

- Ergonomski oblikovan, čvrsti naslon s aluminijskom ljuskom za potporu i stabilnost
- Veliki otvori omogućuju smanjenje težine i pojednostavljeno rukovanje
- Naslon je podstavljen i na vrhu zbog udobnosti prilikom svakodnevnog korištenja
- Dostupne su različite visine i konture za potrebe korisnika
- Dostupan u različitim bojama koje odgovaraju bojama okvira Ottobock kolica

Dodatna oprema

- Odabir između 4 različita paketa za montažu:
Odvojiv (Basic Release / Quick Release*)
Fiksni (2-Point Pro / 4-Point Pro)
- Odabir između fiksnih i preklopnih bočnih potpora, u 4 veličine S, M, L, XL
- Zaštita protiv puhanja između donjeg kraja naslona za leđa i sjedišta kolica



Naslone su dostupni u različitim bojama koje odgovaraju bojama okvira




Opcija: dostupne su dvije vrste bočnih pelota



Opcija: Zaštita protiv puhanja između naslona i sjedišta kolica

Različiti setovi za montažu



	1 Osnovni	2 Brzoopuštajući*	3 2-Point Pro	4 4-Point Pro
		mogućnost skidanja		fiksno
Opseg prilagodbi				
Kut	+/- 15°	+/- 10°	+/- 10°	+/- 15°
Dubina	57 mm	32 mm	32 mm	57 mm
Širina	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Promjer cijevi	19–25 mm	15–25 mm	15–25 mm	19–25 mm

*testirano na sudar

Aluminijski naslon s 4D prozračnom tkaninom u 5 visina i 3 konture

Širina kolica kontur		aktivan			srednje aktivan	
		Baxx Aluminiij Backs (AL)			Baxx Aluminiij Backs Flat Top (AFT)	
		nizak 250 mm	srednji 330 mm	standardni 410 mm	visok 460 mm	Xvisok 510 mm
250 mm	aktivna: 64 mm	•				
	duboka: 100 mm	•				
280 mm	aktivna: 64 mm	•				
	duboka: 100 mm	•				
300 mm	aktivna: 64 mm	•	•			
	duboka: 100 mm	•	•			
330 mm	aktivna: 64 mm	•	•			
	duboka: 100 mm	•	•			
360 mm	aktivna: 64 mm	•	•	•		
	duboka: 100 mm	•	•	•		
380 mm	aktivna: 64 mm	•	•	•		
	duboka: 100 mm	•	•	•		
410 mm	aktivna: 64 mm	•	•	•	•	•
	duboka: 100 mm	•	•	•	•	•
	veća dubina: 150 mm			•	•	•
430 mm	aktivna: 64 mm	•	•	•	•	•
	duboka: 100 mm	•	•	•	•	•
	veća dubina: 150 mm			•	•	•
460 mm	aktivna: 64 mm	•	•	•	•	•
	duboka: 100 mm	•	•	•	•	•
	veća dubina: 150 mm			•	•	•
480 mm	aktivna: 64 mm	•	•	•	•	•
	duboka: 100 mm	•	•	•	•	•
	veća dubina: 150 mm			•	•	•
510 mm	aktivna: 64 mm	•	•	•	•	•
	duboka: 100 mm	•	•	•	•	•
	veća dubina: 150 mm			•	•	•



